





MetraBag

Kontrolowana morcelacja tkanek
w systemie zamkniętym

MetraBag

FDA (Food and Drug Administration w Stanach Zjednoczonych) zaleca stosowanie systemów izolowania tkanek przeznaczonych do morcelacji podczas histerektomii i miomektomii.



Śródoperacyjne rozwijanie MetraBag



Tworzenie portów roboczych

- MetraBag zapobiega pozostawianiu resztek tkanek w jamie brzusznej i eliminuje czasochłonne odsysanie.
- Uniwersalne porty robocze umożliwiają morcelację znanymi sposobami.
- Przezroczysty materiał, z którego jest wykonany MetraBag, zapewnia komfortowe środowisko pracy dzięki zachowaniu widoczności otaczających struktur.
- Możliwe jest wprowadzenie MetraBag przy użyciu 10-milimetrowego trokaru.



MetraBag jest dostępny na rynku już od kilku lat i został wykorzystany podczas tysięcy zabiegów.



Dr. Michael Anapolski
Senior Physician Gynaecology, Rheinland Klinikum Dormagen, Germany

vimeo.com/774690588

Bądź zawsze na bieżąco! **MetraBag** – bezpieczeństwo podczas morcelacji



www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8536670/



Dr med. M. Anapolski, lekarz naczelny

Informacje dotyczące składania zamówień

	MetraBag	REF
	zawiera: <ul style="list-style-type: none"> worek do morcelacji tuleja do wprowadzania 3 sterylne taśmy zamykające, 10 szt. 	905-710

BOWA MEDICAL jest dostawcą rozwiązań do morcelacji tkanek w zabiegach ginekologicznych

Zapraszamy do kontaktu z autoryzowanym doradcą w zakresie wyrobów medycznych BOWA.

support@bowa-medical.com

BOWA
A C A D E M Y

WIEDZA zapewnia BEZPIECZEŃSTWO

Poznaj ofertę BOWA ACADEMY



Kursy online
z certyfikatem



Listy kontrolne dla chirurgii
wysokich częstotliwości



bowa-medical.com/academy



Kształcenie uzupełniające



Webinary live lub
na żądanie